




AseptoActive



Kraftfullt, alkaliskt klorfritt rengöringsmedel för mjölkningstrustning och mjölk tankar.

- ▲ Vattenbesparande eftersom ingen försköljning behövs
- ▲ Låg förbrukning
- ▲ Klorfri rengöring

TILLÄMPNING

Användning MED FÖRSKÖLJNING: En ljummen försköljning (35-38°C), rengör med 0,25% **AseptoActive** vid diskning med 60-80°C varmt vatten under minst fem minuter cirkulation. Avslutas innan temperaturen understiger 42°C. Efterskölj med vatten av dricksvattenkvalitet.

Användning UTAN FÖRSKÖLJNING: Ta bort så mycket av mjölken som möjligt efter mjölkning (utan att först skölja med vatten). Rengör med 0,25% **AseptoActive** vid diskning med 60-80°C varmt vatten under minst fem minuter cirkulation. Avslutas innan temperaturen understiger 42°C. Efterskölj med vatten av dricksvattenkvalitet. MÅSTE användas i daglig rotation med **HorolithActive**.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

AseptoActive är en alkalisk klorfri produkt med utmärkta rengöringsegenskaper. Den har en låg användningskoncentration på 0,25 %.

Active - produkterna kan användas med eller utan försköljning, vilket kan spara vatten upp till 35 %. De förebygger även utsläpp av klor i miljön.



SPECIFIKATIONER

AseptoActive	
Fysisk form	Gul vätska
Aktiv substans	Natrium- och kaliumhydroxid
pH vid 20 °C:	13,3 - 13,7
Densitet vid 20 °C (g/cm ³):	1,47 - 1,51
Förvaringstemperatur:	-10 °C till +40 °C

LOGISTIK

Förpackning	25 kg
Produktkod	2329730
EAN-kod	4028162329735