

Glycolac Foam

REVIDERAD DEN: 06/03/25

Användningsklar vätska, endast för yrkesmässigt bruk
JUVERHYGIEN FÖRE MJÖLKNING
DESINFEKTION AV SPENAR GENOM APPLICERING AV SKUM

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Glykolsyra 0,56g +L-(+) Mjölksyra 2g

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Klar vätska
Färg	Blå
Lukt	Information saknas
Absolut pH-värde :	Information saknas
Densitet	1,032 g/cm ³
Frys punkt	-5 °C

Egenskaper :

Baserat på glykolsyra och mjölksyra

Desinficerande verkan: bakteriedödande verkan enligt en1656 på Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis inom 30 sekunder före mjölkning.

Jästicid effekt på Candida albicans på 1 minut före mjölkning i enlighet med SS-EN 1657

Skummande produkt: berikad med skummedel och ytaktiva medel för ett tätt och täckande homogent skum som möjliggör rengöring av spenar.

Skum: lämpligt för manuell och automatisk skumning

Blått färgämne (vitt skum)

Berikad med glycerin och Aloe vera (fuktande och mjukgörande egenskaper)

Bruksanvisning:

Glycolac Foam är färdig att använda.

Fyll skumkoppen med Glycolac Foam.

Applicera produkten över hela längden av djurets spene med ett skumkärl före mjölkning. Låt produkten verka i minst 30 sekunder för baktericid effekt och i minst 1 minut för jästicid effekt. Torka alltid av spenarna omsorgsfullt med ett papper för engångsbruk eller en rengöringsservett innan mjölkmaskinen fästs (desinficera servetterna efter varje användning).

Glycolac Foam

REVIDERAD DEN: 06/03/25

Applicera Glycolac Foam igen före varje mjölkning. Rengör regelbundet appliceringsutrustningen med varmt vatten.

Kontrollparametrar :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

Förpackning :

Dunk	2l	Naturlig färg	2kg
Dunk	22l	Mörkblå	20kg
Liten tunna	60l	Mörkblå	60kg
Fat	220l	Mörkblå	215kg
IBC	1000l	Naturlig färg	1000kg

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>
 Använd produkten inom 12 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

Glycolac Foam är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.

Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i Glycolac Foam har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.

Glycolac Foam innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur:	Koncentration:
Bakteriedödande medel	EN 1656	Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis	3 g/l bovint albumin	30sekunder	30°C	60%
Jästicid	EN 1657	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	1min	30°C	100%